

**Placas calefactoras analógicas SB 300 y SB 500****Stuart****Placas calefactoras analógicas SB 300 y SB 500**

Temperatura máxima 300 °C. Control del regulador de energía con placa superior de aleación de aluminio/silicio y luz de advertencia "caliente" que se ilumina cuando la temperatura de la placa supera los 50 °C. El modelo de placa superior de 300 mm x 300 mm tiene una varilla de retorta montada en la parte trasera de la carcasa. Con protección antimicrobiana BioCote, a base de plata.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

