



Malla, poliéster

Malla, poliéster

Malla de PE termofijada con resistencia a la temperatura de -75°C a $+150^{\circ}\text{C}$ (corto). Para un calentamiento a largo plazo máx. 125°C . Resistente a los ácidos pero no a los álcalis.

Dimensiones: Anchura mínima 102cm, Longitud 100cm.

Otros tamaños disponibles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09068210	PE mesh fabric 1µm102x100cm	1 pz
LLG09068216	PE mesh fabric 30µm102x100cm	1 pz
LLG09068218	PE mesh fabric 50µm102x100cm	1 pz
LLG09068221	PE mesh fabric 70µm102x100cm	1 pz
LLG09068236	PE mesh fabric 1000µm102x100µm	1 pz
LLG09068240	PE mesh fabric 4000µm102x100cm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

