

**Garrafas LLG, cuello estrecho, HDPE, con llave de paso****LLG Labware****Garrafas LLG, cuello estrecho, HDPE, con llave de paso**

Con asa de transporte y llave de paso  $\frac{3}{4}$ ". Se suministran con rosca y abertura para llave de paso. Aptas para la alimentación. Calidad muy resistente y duradera para un uso prolongado a lo largo del tiempo. Con junta en el tapón de rosca para un sellado muy hermético. El tapón de rosca se puede fijar a la garrafa mediante los bucles integrados. Las garrafas se pueden utilizar a temperaturas de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$ .

Por favor, utilizar sólo en posición vertical.



Code	Description	Packaging
LLG09139933	LLG-Bottles (carboy) 5 ltr.,Ø 160 x H 3	1 pz
LLG09139934	LLG-Bottle (carboy) 10 ltr.Ø 210 x H 43	1 pz
LLG09139935	LLG-Bottle (carboy) 25 ltr.Ø 270 x H 57	1 pz
LLG09139936	LLG-Bottle (carboy) 50 ltr.Ø 350 x H 69	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

