



Malla, poliamida

Malla, poliamida

La malla de poliamida (Nylon) termofija es estable a una temperatura de -40°C a $+115^{\circ}\text{C}$. En el agua, de 95°C a 100°C . La estabilidad en los ácidos es limitada y depende de la concentración y la temperatura. El Nylon exhibe una estabilidad excepcional en los álcalis, incluyendo soluciones de sodio y potasio. Su comportamiento químico con respecto a los disolventes orgánicos es de moderado a bueno. Anchura mínima de malla: 102 cm, longitud: 1 m

Otros tamaños disponibles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09068276	Polyamide mesh 1 µmwidth 102 cm, length	1 pz
LLG09068277	Polyamide mesh 5 µmwidth 102 cm, length	1 pz
LLG09068278	Polyamide mesh 6 µmwidth 102 cm, length	1 pz
LLG09068279	Polyamide mesh 10 µmwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068280	Polyamide mesh 15 µmwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068281	Polyamide mesh 20 µmwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068282	Polyamide mesh 30 µmwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068283	Polyamide mesh 40 µmwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068284	Polyamide mesh 50 µmwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068287	Polyamide mesh 80 µmwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068288	Polyamide mesh 90 µmwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068289	Polyamide mesh 100 µmwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068290	Polyamide mesh 125 µmwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068291	Polyamide mesh 150 µmwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068292	Polyamide mesh 200 µmwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068293	Polyamide mesh 250 µmwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068294	Polyamide mesh 300 µmwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068295	Polyamide mesh 400 µmwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068296	Polyamide mesh 500 µmwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068297	Polyamide mesh 600 µmwidth 102 cm, leng	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09068298	Polyamide mesh 700 μ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068299	Polyamide mesh 800 μ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068302	Polyamide mesh 1000 μ mwidth 102 cm, len	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6^º Planta 5^º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

