



## Malla, poliamida

### Malla, poliamida

La malla de poliamida (Nylon) termofija es estable a una temperatura de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+115^{\circ}\text{C}$ . En el agua, de  $95^{\circ}\text{C}$  a  $100^{\circ}\text{C}$ . La estabilidad en los ácidos es limitada y depende de la concentración y la temperatura. El Nylon exhibe una estabilidad excepcional en los álcalis, incluyendo soluciones de sodio y potasio. Su comportamiento químico con respecto a los disolventes orgánicos es de moderado a bueno. Anchura mínima de malla: 102 cm, longitud: 1 m

Otros tamaños disponibles a petición.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09068276 | Polyamide mesh 1 µmwidth 102 cm, length | 1 pz      |
| LLG09068277 | Polyamide mesh 5 µmwidth 102 cm, length | 1 pz      |
| LLG09068278 | Polyamide mesh 6 µmwidth 102 cm, length | 1 pz      |
| LLG09068279 | Polyamide mesh 10 µmwidth 102 cm, lengt | 1 pz      |
| LLG09068280 | Polyamide mesh 15 µmwidth 102 cm, lengt | 1 pz      |
| LLG09068281 | Polyamide mesh 20 µmwidth 102 cm, lengt | 1 pz      |
| LLG09068282 | Polyamide mesh 30 µmwidth 102 cm, lengt | 1 pz      |
| LLG09068283 | Polyamide mesh 40 µmwidth 102 cm, lengt | 1 pz      |
| LLG09068284 | Polyamide mesh 50 µmwidth 102 cm, lengt | 1 pz      |
| LLG09068287 | Polyamide mesh 80 µmwidth 102 cm, lengt | 1 pz      |
| LLG09068288 | Polyamide mesh 90 µmwidth 102 cm, lengt | 1 pz      |
| LLG09068289 | Polyamide mesh 100 µmwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068290 | Polyamide mesh 125 µmwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068291 | Polyamide mesh 150 µmwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068292 | Polyamide mesh 200 µmwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068293 | Polyamide mesh 250 µmwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068294 | Polyamide mesh 300 µmwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068295 | Polyamide mesh 400 µmwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068296 | Polyamide mesh 500 µmwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068297 | Polyamide mesh 600 µmwidth 102 cm, leng | 1 pz      |



| Code        | Description                                  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09068298 | Polyamide mesh 700 $\mu$ mwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068299 | Polyamide mesh 800 $\mu$ mwidth 102 cm, leng | 1 pz      |
| LLG09068302 | Polyamide mesh 1000 $\mu$ mwidth 102 cm, len | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6<sup>º</sup> Planta 5<sup>º</sup> Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

