



## Malla, poliamida

### Malla, poliamida

La malla de poliamida (Nylon) termofija es estable a una temperatura de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+115^{\circ}\text{C}$ . En el agua, de  $95^{\circ}\text{C}$  a  $100^{\circ}\text{C}$ . La estabilidad en los ácidos es limitada y depende de la concentración y la temperatura. El Nylon exhibe una estabilidad excepcional en los álcalis, incluyendo soluciones de sodio y potasio. Su comportamiento químico con respecto a los disolventes orgánicos es de moderado a bueno. Anchura mínima de malla: 102 cm, longitud: 1 m

Otros tamaños disponibles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09068276	Polyamide mesh 1 $\mu$ mwidth 102 cm, length	1 pz
LLG09068277	Polyamide mesh 5 $\mu$ mwidth 102 cm, length	1 pz
LLG09068278	Polyamide mesh 6 $\mu$ mwidth 102 cm, length	1 pz
LLG09068279	Polyamide mesh 10 $\mu$ mwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068280	Polyamide mesh 15 $\mu$ mwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068281	Polyamide mesh 20 $\mu$ mwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068282	Polyamide mesh 30 $\mu$ mwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068283	Polyamide mesh 40 $\mu$ mwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068284	Polyamide mesh 50 $\mu$ mwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068287	Polyamide mesh 80 $\mu$ mwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068288	Polyamide mesh 90 $\mu$ mwidth 102 cm, lengt	1 pz
LLG09068289	Polyamide mesh 100 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068290	Polyamide mesh 125 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068291	Polyamide mesh 150 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068292	Polyamide mesh 200 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068293	Polyamide mesh 250 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068294	Polyamide mesh 300 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068295	Polyamide mesh 400 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068296	Polyamide mesh 500 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068297	Polyamide mesh 600 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09068298	Polyamide mesh 700 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068299	Polyamide mesh 800 $\mu$ mwidth 102 cm, leng	1 pz
LLG09068302	Polyamide mesh 1000 $\mu$ mwidth 102 cm, len	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6<sup>º</sup> Planta 5<sup>º</sup> Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

