

**Tarjetas CloneSaver****GE Healthcare****Tarjetas CloneSaver™**

- formato 96-well para los altos usos del rendimiento de procesamiento
- estabilice BAC y la DNA del plasmid en un paso fácil de la cultura bacteriana, de la colonia nueva, de la acción del glicerol o de la DNA purificada del plasmid
- se reproduce puede ser defendido rápidamente por PCR sin la necesidad de minipreps
- la DNA del plasmid en copia que SaverCards es estable en la temperatura ambiente por por lo menos 4 años (datos en tiempo real)
- DNA es fácilmente accesible para los usos enes sentido descendiente tales como transformaciones y PCR.



Code	Description	Packaging
LLG09971715	CloneSaver Resealable Multi-Barrier /50	50 pz.
LLG09971716	CloneSaver Card, 96-well format, pack/5	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

