

**Columna de elución behrotest® para la elución de muestras de suelos****Columna de elución:**

Columna de elución según la recomendación LUA con bomba de manguera de 4 canales con velocidad controlable. La unidad se compone de :

- Soporte de montaje para el sistema
- Bomba de manguera de 4 canales controlable con velocidad fija
- Recipiente de almacenamiento, 20 l
- 4 columnas de elución, con un diámetro interno de 6 cm, 32 cm de largo, con 2 uniones atornilladas (GL 45, con insertos de PTFE) para un simple llenado de las columnas
- 4 botellas de recolección para la columna de eluato, 2 l, con unión roscada (GL 45) y desaireación
- Tubo de suministro hecho de TYGON y PVC, con válvula anti-retorno en el suministro a la columna
- Tubos de PTFE entre las columnas y los recipientes de recolección
- Flujo de 0,003 a 35 ml/min.
- Rango de velocidad 2 a 100 min<sup>-1</sup>
- Control simultáneo de los 4 canales

**Arena de sílice behrotest®:**

para la unidad de elución de la columna, tamaño de grano 1 a 2 mm según DIN V 19736, botella de 1000 g

**Lana de sílice behrotest®:**

para la unidad de elución de columna, bolsa de 100 g



Code	Description	Packaging
LLG09843741	Columnelution unit SEB 32 Rfor soil sam	1 pz.
LLG09843744	Quartz sand 1000 g bottle 1-2mmfor colu	1 pz.
LLG09843745	Quartz wool100g-pack for column elution	1 pz.
LLG09843925	Glass column GS 950	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

