

**Cajas criogénicas de 50 y 100 pocillos, EPS****Heathrow Scientific****Cajas criogénicas de 50 y 100 pocillos, EPS**

Almacenamiento económico en el congelador. Las gradillas para microtubos de 1,5 ml a 2,0 ml son ideales para estudios a largo plazo o almacenamiento de tubos. Las gradillas de dos piezas están construidas con espuma de poliestireno expandido (EPS). El espacio extra entre los pocillos permite un fácil agarre con las puntas de los dedos. Las gradillas se apilan de manera segura con características de anidación en la tapa y la base. Resisten temperaturas de almacenamiento de -80°C a +70°C. No se pueden esterilizar en autoclave.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

