

**Fascos de cuello ancho, PE, graduados****LLG****Fascos de cuello ancho, PE, graduados**

Resisten una presión considerable antes de romperse. Asegurados por los puntos de etiquetado en la botella y la tapa. Se pueden colocar notas en el espacio entre el tapón y el tapón de sellado del inserto. Adecuado para productos alimenticios de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1935/2004 y el Reglamento (CE) nº 10/2011.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09072950 | Wide mouth bottle 50ml, PEgraduated, wi | 1 pz |
| LLG09072951 | Wide mouth bottle 100ml, PEgraduated, w | 1 pz |
| LLG09072952 | Wide mouth bottle 250ml PEgraduated, wi | 1 pz |
| LLG09072953 | Wide mouth bottle 500ml PEgraduated, wi | 1 pz |
| LLG09072954 | Wide mouth bottle 1000ml PEgraduated, w | 1 pz |
| LLG09072955 | Wide mouth bottle 2000ml PEgraduated, w | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

