

**Vasos de precipitados graduados, forma baja****Kartell****Vasos de precipitados graduados, forma baja**

Polipropileno. Según ISO 7056 - 1981 (E). Polipropileno de nueva generación que proporciona excelente translucidez. Autoclavable a 121°C. Graduación en relieve hecha en el mismo molde para garantizar la reproducibilidad. Excelente resistencia química.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09013556 | Beaker 50ml, PPgraduated, low formautoc | 1 pz. |
| LLG09013557 | Beaker 100ml, PPgraduated, low formauto | 1 pz. |
| LLG09013558 | Beaker 250ml, PPgraduated, low formauto | 1 pz. |
| LLG09013559 | Beaker 500ml, PPgraduated, low formauto | 1 pz. |
| LLG09013560 | Beaker, 1000ml, PPgraduated, low formau | 1 pz. |
| LLG09013561 | Beaker 2000ml, PPgraduated, low formaut | 1 pz. |
| LLG09013563 | Beaker 5000ml, PPgraduated, low formaut | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

