

**Vasos de precipitados graduados, forma baja****Kartell****Vasos de precipitados graduados, forma baja**

Polipropileno. Según ISO 7056 - 1981 (E). Polipropileno de nueva generación que proporciona excelente translucidez. Autoclavable a 121°C. Graduación en relieve hecha en el mismo molde para garantizar la reproducibilidad. Excelente resistencia química.



Code	Description	Packaging
LLG09013556	Beaker 50ml, PPgraduated, low formautoc	1 pz.
LLG09013557	Beaker 100ml, PPgraduated, low formauto	1 pz.
LLG09013558	Beaker 250ml, PPgraduated, low formauto	1 pz.
LLG09013559	Beaker 500ml, PPgraduated, low formauto	1 pz.
LLG09013560	Beaker, 1000ml, PPgraduated, low formau	1 pz.
LLG09013561	Beaker 2000ml, PPgraduated, low formaut	1 pz.
LLG09013563	Beaker 5000ml, PPgraduated, low formaut	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

