



Vasos de precipitados graduados, PMP (TPX<sup>®</sup>), forma baja

Kartell

**Vasos de precipitados graduados, PMP (TPX<sup>®</sup>), forma baja**

Según ISO 7056 - 1981 (E). Transparentes, autoclavables. Resisten brevemente temperaturas de hasta 170°C. Graduación en relieve hecha en el mismo molde para garantizar la reproducibilidad. Excelente resistencia química.



Code	Description	Packaging
LLG09013564	Beaker 25ml, PMP (TPX)low form, graduat	1 pz.
LLG09013565	Beaker 50ml, PMP (TPX)low form, graduat	1 pz.
LLG09013566	Beaker 100ml, PMP (TPX)low form, gradua	1 pz.
LLG09013569	Beaker 1000ml, PMP (TPX)low form, gradu	1 pz.
LLG09013570	Beaker 2000ml, PMP (TPX)low form, gradu	1 pz.
LLG09013572	Beaker 5000ml, PMP (TPX)low form, gradu	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

