



Vasos de precipitados graduados, PMP (TPX[®]), forma baja

Kartell

Vasos de precipitados graduados, PMP (TPX[®]), forma baja

Según ISO 7056 - 1981 (E). Transparentes, autoclavables. Resisten brevemente temperaturas de hasta 170°C. Graduación en relieve hecha en el mismo molde para garantizar la reproducibilidad. Excelente resistencia química.



Code	Description	Packaging
LLG09013564	Beaker 25ml, PMP (TPX)low form, graduat	1 pz.
LLG09013565	Beaker 50ml, PMP (TPX)low form, graduat	1 pz.
LLG09013566	Beaker 100ml, PMP (TPX)low form, gradua	1 pz.
LLG09013569	Beaker 1000ml, PMP (TPX)low form, gradu	1 pz.
LLG09013570	Beaker 2000ml, PMP (TPX)low form, gradu	1 pz.
LLG09013572	Beaker 5000ml, PMP (TPX)low form, gradu	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

