



Vasos de precipitados graduados, PMP (TPX<sup>®</sup>), forma baja

Kartell

**Vasos de precipitados graduados, PMP (TPX<sup>®</sup>), forma baja**

Según ISO 7056 - 1981 (E). Transparentes, autoclavables. Resisten brevemente temperaturas de hasta 170°C. Graduación en relieve hecha en el mismo molde para garantizar la reproducibilidad. Excelente resistencia química.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09013564 | Beaker 25ml, PMP (TPX)low form, graduat | 1 pz.     |
| LLG09013565 | Beaker 50ml, PMP (TPX)low form, graduat | 1 pz.     |
| LLG09013566 | Beaker 100ml, PMP (TPX)low form, gradua | 1 pz.     |
| LLG09013569 | Beaker 1000ml, PMP (TPX)low form, gradu | 1 pz.     |
| LLG09013570 | Beaker 2000ml, PMP (TPX)low form, gradu | 1 pz.     |
| LLG09013572 | Beaker 5000ml, PMP (TPX)low form, gradu | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

