

**Soporte para embudo, PP****Kartell****Soporte para embudo, PP**

Soporte sencillo o doble para embudos desde 25 mm (con adaptador incluido) hasta 170 mm de diámetro. Sin adaptador se puede usar con embudos para polvos que tengan un diámetro de vástago no superior a 35 mm. Se suministra con dos adaptadores cónicos para el montaje sobre soportes de 8 a 14 mm de diámetro.



Code	Description	Packaging
LLG09251560	Funnel holder PPfor 2 funnels 25-170mm	1 pz
LLG09251561	Funnel holder PPfor 1 funnel 25-170mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

