

**Soporte de buretas****Kartell****Soporte de buretas**

Polipropileno. Manguito doble con dos adaptadores para la fijación del soporte de buretas a las varillas de soporte de diámetros entre 8 y 14 mm. Un brazo medio de acero, apoyado por resorte, presiona las buretas contra los dos brazos exteriores. Está protegido por agarres de goma. La graduación permanece visible en todo momento. Apto para todas las buretas.



Code	Description	Packaging
LLG09224495	Burette clamp, for 2 clamps, PPfor rods	1 pz.
LLG09224496	Burette clamp, for 1 clamp, PPfor rods	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

