

**Platillos de balanza hexagonales LLG, PS, antiestáticos****LLG Labware****Platillos de balanza hexagonales LLG, PS, antiestáticos**

Biológicamente inertes y resistentes a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases. Rango de temperatura -10 °C a 70 °C. Se pueden utilizar con analizadores de la humedad por microondas. Platos que se doblan en las puntas para formar puntas de vertido. Bases planas y lados inclinados facilitan la transferencia de materia.



Code	Description	Packaging
LLG09900893	LLG-Hexagonal weighing boats, small/500	500 pz
LLG09900894	LLG-Hexagonal weighing boats, mediu/500	500 pz
LLG09900895	LLG-Hexagonal weighing boats, large/500	500 pz
LLG09900896	LLG-Hexagonal weighing boats, X-lar/500	500 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

