


**Platillos de balanza hexagonales LLG, PS, antiestáticos****LLG Labware****Platillos de balanza hexagonales LLG, PS, antiestáticos**

Biológicamente inertes y resistentes a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases. Rango de temperatura -10 °C a 70 °C. Se pueden utilizar con analizadores de la humedad por microondas. Platos que se doblan en las puntas para formar puntas de vertido. Bases planas y lados inclinados facilitan la transferencia de materia.



Code	Description	Packaging
LLG09900893	LLG-Hexagonal weighing boats, small/500	500 pz
LLG09900894	LLG-Hexagonal weighing boats, mediu/500	500 pz
LLG09900895	LLG-Hexagonal weighing boats, large/500	500 pz
LLG09900896	LLG-Hexagonal weighing boats, X-lar/500	500 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

