



Cubo soporte para recipientes, PP

Cubo soporte para recipientes, PP

Utilizable por todos los lados.

Esterilizables en autoclave. Estos prácticos cubos son muy útiles en cualquier laboratorio. Aptos para 4 tubitos de 50 ml, 10 tubitos cónicos de 15 ml, 12 tubitos de 75 ó de 100 y para 16 tubitos de microcentrífuga de 1,5 a 2,0 ml. El armazón de polipropileno puede acoplarse a otros armazones si es necesario. Están disponibles en color natural o de colores mezclados (incluye azul, verde, amarillo, naranja y rosa). Medidas: 108 x 108 x 114 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09409091	Cube Rack, inter on all sides Gassort/5	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

