


**Gradillas para tubos, PP, 4 direcciones**

Heathrow Scientific LLC

**Gradillas para tubos, PP, 4 direcciones**

Las gradillas cuentan con un sistema único de lengüetas y ranuras, que facilitan un fácil montaje y un ajuste robusto para construir una gradilla tan grande como sea necesario. Las gradillas de polipropileno de alta resistencia pueden contener 4 tubos cónicos de 50 ml o 12 x 15 ml, y microtubos de 32 x 1,5 ml o 32 x 0,5 ml. Se pueden esterilizar en autoclave. Dimensiones (L x An x Alt): 175 x 95 x 51 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09409131	Microtube racks, interlocking for 4 siz	1 pz.
LLG09409132	Microtube racks, interlocking for 4 siz	1 pz.
LLG09409133	Microtube racks, interlocking for 4 siz	1 pz.
LLG09409134	Microtube racks, interlocking for 4 siz	1 pz.
LLG09409135	Microtube racks, interlocking for 4 siz	1 pz.
LLG09409136	Microtube racks, interlocking for 4 siz	1 pz.
LLG09409137	Microtube racks, interlocking for 4 s/5	5 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

