



Tapones de repuesto para frascos de cuello mediano series 307, PP

Kautex

Tapones de repuesto para frascos de cuello mediano series 307, PP

Tapones roscados de repuesto en colores naturales.



Code	Description	Packaging
LLG09073348	PP-screw caps, naturalfor series 307, 1	1 pz.
LLG09073349	PP-screw caps, naturalfor series 307, 2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

