

**Toallitas WypAll* L10 / L20 / L30 / L40**

Kimberly-Clark GmbH

Toallitas WypAll* L10 / L20 / L30 / L40

Material Airflex* azul perforado. Toallitas voluminosas con una excelente capacidad de absorción y resistencia a la humedad. Para la limpieza de grandes derrames y adecuadas para la mayoría de las superficies.

L10: AIRFLEX*, 1 capa

L20: AIRFLEX*, 2 capas

L30: AIRFLEX*, 3 capas

L40: Material base DRC, 1 capa



Code	Description	Packaging
LLG06008647	Wipes, Wypall* L 40, blue, 235 x380 mm	1 pz
LLG09413018	WYPALL® L10 wipes,100% recycling mate/6	6 pz.
LLG09413044	Cleaning wipes WYPALL L30roll with 500	1 pz.
LLG09413046	WYPALL® L40 wipes 330x380mmAIRFLEX, 3 x	1 pz.
LLG09413054	KIMWIPES® Classic wipes,265x380 mm,roll	1 pz.
LLG09413091	WYPALL L 30 wips 20.5x38cmAIRFLEX, 2x/6	6 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

