

**Toallitas WypAll\* L10 / L20 / L30 / L40**

Kimberly-Clark GmbH

**Toallitas WypAll\* L10 / L20 / L30 / L40**

Material Airflex\* azul perforado. Toallitas voluminosas con una excelente capacidad de absorción y resistencia a la humedad. Para la limpieza de grandes derrames y adecuadas para la mayoría de las superficies.

L10: AIRFLEX\*, 1 capa

L20: AIRFLEX\*, 2 capas

L30: AIRFLEX\*, 3 capas

L40: Material base DRC, 1 capa



Code	Description	Packaging
LLG06008647	Wipes, Wypall* L 40, blue, 235 x380 mm	1 pz
LLG09413018	WYPALL® L10 wipes, 100% recycling mate/6	6 pz.
LLG09413044	Cleaning wipes WYPALL L30roll with 500	1 pz.
LLG09413046	WYPALL® L40 wipes 330x380mmAIRFLEX, 3 x	1 pz.
LLG09413054	KIMWIPES® Classic wipes, 265x380 mm, roll	1 pz.
LLG09413091	WYPALL L 30 wips 20.5x38cmAIRFLEX, 2x/6	6 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

