

**Termómetros estándar LIG Exact-Temp, con relleno de alcohol rojo****LLG Labware****Termómetros estándar LIG Exact-Temp, con relleno de alcohol rojo**

Para monitorear las condiciones críticas de temperatura en congeladores, neveras, cámaras frigoríficas, neveras de bancos de sangre, incubadoras y cámaras de calentamiento.

- Termómetro certificable según las normas nacionales
- Se suministran con el certificado de prueba de trabajo
- El vástago del termómetro está encapsulado de forma segura en PTFE
- Cada termómetro está montado en una botella de plástico de forma cuadrada e inastillable llena de un líquido para asegurar lecturas precisas a pesar de que se abran y cierren las puertas de los instrumentos.
- Cada termómetro tiene un número de serie individual.



Code	Description	Packaging
LLG09235663	LLG-Thermometers, red spirit filled-90.	1 pz
LLG09235664	LLG-Thermometers, red spirit filled-30.	1 pz
LLG09235665	LLG-Thermometers, red spirit filled-5..	1 pz
LLG09235666	LLG-Thermometers, red spirit filled-5..	1 pz
LLG09235667	LLG-Thermometers, red spirit filled+18.	1 pz
LLG09235668	LLG-Thermometers, red spirit filled+20.	1 pz
LLG09235669	LLG-Thermometers, red spirit filled+35.	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

