

**Termómetros de precisión LLG Exact-Temp, con relleno de alcohol azul****LLG Labware****Termómetros de precisión LLG Exact-Temp, con relleno de alcohol azul**

Para monitorear las condiciones críticas de temperatura en congeladores, neveras, cámaras frigoríficas, neveras de bancos de sangre, incubadoras y cámaras de calentamiento.

- Termómetro certificable según las normas nacionales
- Se suministran con el certificado de prueba de trabajo
- El vástago del termómetro está encapsulado de forma segura en PTFE
- Cada termómetro está montado en una botella de plástico de forma cuadrada e inastillable llena de un líquido para asegurar lecturas precisas a pesar de que se abran y cierren las puertas de los instrumentos.
- Cada termómetro tiene un número de serie individual.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

