

**Baños ultrasónicos SONOREX DIGITEC / SONOREX DIGIPLUS****Bandelin****Baños ultrasónicos SONOREX DIGITEC / SONOREX DIGIPLUS**

Baños de ultrasonidos en carcasa de acero inoxidable, ajuste de tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min y continuo, tipo H con calefacción, rango de temperatura ajustable de 20 a 80 °C y LED de aviso de sobretemperatura, desgasificación de líquidos (DEGAS), función de impulsos, SweepTec®. Fuente de alimentación 230 V ~, 50/60 Hz.

**SONOREX DIGIPLUS DL:** Dispositivos adicionales con ajuste de potencia de 20 a 100%.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09877830 | Ultrasonic bath DT 31SONOREX DIGITEC 0, | 1 pz.     |
| LLG09877831 | Ultrasonic bath DT 31 HSONOREX DIGITEC  | 1 pz.     |
| LLG09877832 | Ultrasonic bath DT 52SONOREX DIGITEC 1, | 1 pz.     |
| LLG09877833 | Ultrasonic bath DT 52 HSONOREX DIGITEC  | 1 pz.     |
| LLG09877834 | Ultrasonic bath DT 100SONOREX DIGITEC 3 | 1 pz.     |
| LLG09877835 | Ultrasonic bath DT 100 HSONOREX DIGITEC | 1 pz.     |
| LLG09877836 | Ultrasonic bath DT 102 HSONOREX DIGITEC | 1 pz.     |
| LLG09877837 | Ultrasonic bath DT 103 HSONOREX DIGITEC | 1 pz.     |
| LLG09877838 | Ultrasonic bath DT 156SONOREX DIGITEC 6 | 1 pz.     |
| LLG09877839 | Ultrasonic bath DT 255SONOREX DIGITEC 5 | 1 pz.     |
| LLG09877840 | Ultrasonic bath DT 255 HSONOREX DIGITEC | 1 pz.     |
| LLG09877841 | Ultrasonic bath DT 510SONOREX DIGITEC 9 | 1 pz.     |
| LLG09877842 | Ultrasonic bath DT 510 HSONOREX DIGITEC | 1 pz.     |
| LLG09877848 | Ultrasonic bath DT 106SONOREX DIGITEC 5 | 1 pz.     |
| LLG09877849 | Ultrasonic bath DT 156 BHSNOREX DIGITE  | 1 pz.     |
| LLG09877850 | Ultrasonic bath DT 512 HSONOREX DIGITEC | 1 pz.     |
| LLG09877851 | Ultrasonic bath DT 514SONOREX DIGITEC 1 | 1 pz.     |
| LLG09877852 | Ultrasonic bath DT 514 HSONOREX DIGITEC | 1 pz.     |
| LLG09877853 | Ultrasonic bath DT 512 BHSNOREX DIGITE  | 1 pz.     |
| LLG09877854 | Ultrasonic bath DT 1028SONOREX DIGITEC  | 1 pz.     |



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09877855 | Ultrasonic bath DT 1028 HSONOREX DIGITE | 1 pz.     |
| LLG09877857 | Ultrasonic bath DT 1028 CHSONOREX DIGIT | 1 pz.     |
| LLG09877860 | Ultrasonic bath DT 1050 CHSONOREX DIGIT | 1 pz.     |
| LLG09877869 | Ultrasonic bath DL 512 HSONOREX DIGIPLU | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

