

**Baños ultrasónicos SONOREX DIGITEC / SONOREX DIGIPLUS****Bandelin****Baños ultrasónicos SONOREX DIGITEC / SONOREX DIGIPLUS**

Baños de ultrasonidos en carcasa de acero inoxidable, ajuste de tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min y continuo, tipo H con calefacción, rango de temperatura ajustable de 20 a 80 °C y LED de aviso de sobret temperatura, desgasificación de líquidos (DEGAS), función de impulsos, SweepTec®. Fuente de alimentación 230 V ~, 50/60 Hz.

**SONOREX DIGIPLUS DL: Dispositivos adicionales con ajuste de potencia de 20 a 100%.**



Code	Description	Packaging
LLG09877830	Ultrasonic bath DT 31SONOREX DIGITEC 0,	1 pz.
LLG09877831	Ultrasonic bath DT 31 HSONOREX DIGITEC	1 pz.
LLG09877832	Ultrasonic bath DT 52SONOREX DIGITEC 1,	1 pz.
LLG09877833	Ultrasonic bath DT 52 HSONOREX DIGITEC	1 pz.
LLG09877834	Ultrasonic bath DT 100SONOREX DIGITEC 3	1 pz.
LLG09877835	Ultrasonic bath DT 100 HSONOREX DIGITEC	1 pz.
LLG09877836	Ultrasonic bath DT 102 HSONOREX DIGITEC	1 pz.
LLG09877837	Ultrasonic bath DT 103 HSONOREX DIGITEC	1 pz.
LLG09877838	Ultrasonic bath DT 156SONOREX DIGITEC 6	1 pz.
LLG09877839	Ultrasonic bath DT 255SONOREX DIGITEC 5	1 pz.
LLG09877840	Ultrasonic bath DT 255 HSONOREX DIGITEC	1 pz.
LLG09877841	Ultrasonic bath DT 510SONOREX DIGITEC 9	1 pz.
LLG09877842	Ultrasonic bath DT 510 HSONOREX DIGITEC	1 pz.
LLG09877848	Ultrasonic bath DT 106SONOREX DIGITEC 5	1 pz.
LLG09877849	Ultrasonic bath DT 156 BHSNOREX DIGITE	1 pz.
LLG09877850	Ultrasonic bath DT 512 HSONOREX DIGITEC	1 pz.
LLG09877851	Ultrasonic bath DT 514SONOREX DIGITEC 1	1 pz.
LLG09877852	Ultrasonic bath DT 514 HSONOREX DIGITEC	1 pz.
LLG09877853	Ultrasonic bath DT 512 BHSNOREX DIGITE	1 pz.
LLG09877854	Ultrasonic bath DT 1028SONOREX DIGITEC	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09877855	Ultrasonic bath DT 1028 HSONOREX DIGITE	1 pz.
LLG09877857	Ultrasonic bath DT 1028 CHSONOREX DIGIT	1 pz.
LLG09877860	Ultrasonic bath DT 1050 CHSONOREX DIGIT	1 pz.
LLG09877869	Ultrasonic bath DL 512 HSONOREX DIGIPLU	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

