



Matraces aforados de vidrio de borosilicato, ámbar, clase A, graduación blanca, con tapón de PE

Isolab

Matraces aforados de vidrio de borosilicato, ámbar, clase A, graduación blanca, con tapón de PE

Vidrio de borosilicato ámbar con tapones de PE, marcado DE-M, con certificado de lote y graduación de esmalte blanco. Según DIN EN ISO 1042. Calibrados para contener (IN) y todas las tolerancias son de acuerdo con las normas DIN/ISO Clase A.



Code	Description	Packaging
LLG04008303	Brown glass volumetric flask 25ml + cap	1 pz.
LLG04008306	volumetric flask - standard - amber - c	1 pz.
LLG09276620	Volumetric flask 5 ml, amberglass, cl.A	1 pz.
LLG09276621	Volumetric flask 10 ml, amberglass, cl.	1 pz.
LLG09276622	Volumetric flask 20 ml, amberglass, cl.	1 pz.
LLG09276623	Volumetric flask 25 ml, amberglass, cl.	1 pz.
LLG09276624	Volumetric flask 50 ml, amberglass, cl.	1 pz.
LLG09276625	Volumetric flask 50 ml, amberglass, cl.	1 pz.
LLG09276626	Volumetric flask 100 ml, amberglass, cl	1 pz.
LLG09276627	Volumetric flask 100 ml, amberglass, A	1 pz.
LLG09276628	Volumetric flask 200 ml, amberglass, cl	1 pz.
LLG09276629	Volumetric flask 250 ml, amberglass, cl	1 pz.
LLG09276630	Volumetric flask 500 ml, amberglass, cl	1 pz.
LLG09276631	Volumetric flask 1000 ml, amberglass, c	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

