

**Incubadora OxiTop®Box para sistemas de medición de D.B.O. OxiTop®**

Incubadora OxiTop®Box para sistemas de medición de D.B.O. OxiTop®
Thermobox para la incubación de muestras de DBO (muestras de dilución o muestras respirométricas) a temperatura constante para requisitos sencillos. Para sistemas de medición BSB OxiTop® con un máximo de 12 puestos de medición o 20 botellas Karlsruhe.

- Ahorra espacio y es compacta
- Refrigeración por recirculación para una distribución uniforme de la temperatura
- Automáticamente preajustada a 20 ° C
- Bajo mantenimiento, con evaporación automática del agua de condensación

Especificaciones

Control de temperatura: 20 °C, ±0,5 K

Temperatura ambiente

Almacenamiento:

Operación:

-25 ... +50 °C

+10 ... +32 °C

Consumo de energía: 200 W

Dimensiones (An x L x Alt): 425 x 375 x 600 mm

Peso: aprox. 30 kg





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

