

**Electrodo combinado de pH LE 438****Mettler-Toledo****Electrodo combinado de pH LE 438**

Con cuerpo de epoxi y electrolito en gel, cable fijo con conexión BNC / Cinch.  
Para mediciones sencillas, especialmente adecuado para medidores de pH portátiles, con sensor de temperatura.

**Especificaciones**

**Electrolito: KCl sat. 3 mol / l, con AgCl como gel, no rellenable**

**Longitud del cuerpo: 120 mm**

**pH: 0 ... 14 pH**

**Temperatura: 0 ... 80 °C**

**Sensor de temperatura: NTC 30 k $\Omega$**



Code	Description	Packaging
LLG09041400	pH electrode LE438fix cable/BNC/Cinch/N	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

