



## Tubos de RMN, longitud 100 mm, para sistemas Bruker MATCH

### Tubos de RMN, longitud 100 mm, para sistemas Bruker MATCH™

Estos tubos de RMN se desarrollaron con la longitud especial de exactamente 100 mm y, por lo tanto, están ajustados específicamente para el sistema MATCH™ de Bruker.



Code	Description	Packaging
LLG06281691	NMR tubes 0.15mm,for Bruker Match sy/10	10 pz.
LLG06281692	NMR tubes 0.20mm,for Bruker Match sy/10	10 pz.
LLG06281693	NMR tubes 0.40mm,for Bruker Match sy/10	10 pz.
LLG06281694	NMR tubes 0.40mm,for Bruker Match sy/10	10 pz.
LLG07673677	NMR tubes 0.35mm,for Bruker Match sy/10	10 pz.
LLG07673678	NMR tubes 0.20mm,for Bruker Match sy/10	10 pz.
LLG07673679	NMR tubes 0.20mm,for Bruker Match sy/10	10 pz.
LLG07673680	NMR tubes 0.30mm,for Bruker Match sy/10	10 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

