

**Termómetro digital de máxima y mínima****TFA Dostmann****Termómetro digital de máxima y mínima**

Termómetro digital, para colgar en la pared, para uso en interiores o exteriores. Con carcasa azul, a prueba de salpicaduras, rangos seleccionables de °C/°F y batería.

Peso: 161 g



Code	Description	Packaging
LLG09241131	Maximum/minimum thermometersdigital, -	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

