

**Termómetro digital de máxima y mínima****TFA Dostmann****Termómetro digital de máxima y mínima**

Termómetro digital, para colgar en la pared, para uso en interiores o exteriores. Con carcasa azul, a prueba de salpicaduras, rangos seleccionables de °C/°F y batería.

Peso: 161 g



Code	Description	Packaging
LLG09241131	Maximum/minimum thermometersdigital, -	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

