

**Refractómetro digital de bolsillo Serie PAL****ATAGO****Refractómetro digital de bolsillo Serie PAL**

Para la medición de varias muestras de alta concentración como mermelada, jalea, miel, zumo concentrado o acidez y salinidad. El grado de protección IP 65 significa que pueden ser lavados bajo agua corriente. Fácil de calibrar, ya que la "puesta a cero" (calibración) se realiza con agua. Medición de temperatura con compensación automática de temperatura. Diversos modelos para diversas aplicaciones, por ejemplo, la medición de orina, sal, azúcar. Con transmisión de datos a través de la comunicación de campo cercano (NFC).

**Especificaciones****Resolución: Brix 0,1%****Precisión de la medición: Brix  $\pm 0,2\%$** **Temperatura ambiente de funcionamiento: 10 a 40 °C****Grado de protección: IP 65****Protección contra polvo y agua****Fuente de alimentación: 2 baterías AAA (incl.)****Dimensiones:****Peso: 55 x 31 x 109 mm****100 g**

Code	Description	Packaging
LLG06231591	Digital hand-held refractometer PAL-BX/	1 pz.
LLG06232434	Digital hand-held refractometer PAL-22S	1 pz.
LLG06236094	Digital hand-held refractometer PAL-1/1	1 pz.
LLG06242530	Digital hand-held refractometer PAL-1/1	1 pz.
LLG06258218	Digital hand-held refractometer PAL-Ure	1 pz.
LLG06283064	Digital salt meter PAL-Salt scale 0,0/1	1 pz.
LLG06286468	Digital-Hand-Refractometer PAL-DOG/CA/1	1 pz.
LLG09801362	Digital hand-held refractometer PAL-alp	1 pz.
LLG09801375	Digital hand-held refractometer PAL-10.	1 pz.
LLG09801381	Digital Hand-held Pocket Refractometer	1 pz.
LLG09801382	Digital hand-held refractometer PAL-30.	1 pz.
LLG09801383	Digital hand-held refractometer PAL-RI1	1 pz.
LLG09801477	Digital hand-held salmeter PAL-Salt Pr	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



