

**Polarímetro AP-300****ATAGO****Polarímetro AP-300**

El modelo AP-300 es ideal para medir el ángulo de rotación. Se emplea fundamentalmente en la industria farmacéutica y cosmética, así como en la industria química y alimentaria. Además, gracias a su escala interna de azúcar, tiene una amplia aplicación en fábricas de azúcar.

El polarímetro AP-300 se puede calibrar manualmente, lo que permite compensar diferencias entre líquidos estándar y valores de medición de otros instrumentos.

Especificaciones**Rango de medición****Ángulo de rotación:****Escala internacional estándar de azúcar:****-89,99 a 89,99°****-130,00 a 130,00****Indicación mínima****Ángulo de rotación:****Escala internacional estándar de azúcar:****0,1°****0,01°Z****Precisión****Ángulo de rotación:****Escala internacional estándar de azúcar:****±0,01°****±0,03°Z****Ocular: 1 x 200 mm y 1x 100 mm****Medidas:****Peso: 48,5 x 28,5 x 17,5 cm****11,5 kg**

Code	Description	Packaging
LLG06227906	Benchtop Polarimeter AP-300	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

