

**Polarímetro Polax-2L****ATAGO****Polarímetro Polax-2L**

El Polax-2L (funcionamiento manual e indicación digital) se utiliza generalmente en la industria azucarera, farmacéutica, química y de perfumes, así como en la formación. Puede medir con precisión el ángulo de máxima polarización a partir de medios sencillos (o bien el valor de la escala internacional de azúcar).

Escala de polarización

Ángulo de rotación:

Escala internacional de azúcar:

-179,95 hasta +180°

-130 hasta +130°Z

Unidad mínima de indicación

Ángulo de polarización:

Escala internacional de azúcar:

0,05°

0,1°Z

Precisión de medida

Ángulo de polarización:

±0,10°

Rango de medición de la temperatura: 5 hasta 40°C

Objetivo: 1 x 200 mm y 1 x 100 mm

Conexión de red: 100 hasta 240 V, 50/60 Hz c.a.

Consumo: 40 VA

Medidas:

Peso: 43 x 22 x 30 cm

11,5 kg



Code	Description	Packaging
LLG09801398	Benchtop Polarimeter Polax-2L	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

