

**Refractómetro SMART-1****ATAGO****Refractómetro SMART-1**

Se trata de un refractómetro automático con un amplio rango de medición. El modelo se emplea en el sector alimentario para mediciones con muestras de baja concentración como sopas, muestras de concentración media como salsas o ketchup y muestras de elevada concentración (Brix) como compotas, mermeladas o miel.

Además, el SMART-1 se puede usar para controlar la concentración de soluciones, incluidas taladrinas y soluciones de detergentes y glicoles en el sector industrial.

Especificaciones

Rango de medición: 0,00 a 95,00 % Brix

Indicación mínima: 0,1% Brix

Precisión: $\pm 0,05\%$ Brix

Rango de compensación de la temperatura: +5,00 a +40,00°C

Interfaz: RS232-C

Grado de protección: IP 64 (excepto el transformador AC)

Alimentación: AC100 a 240 V, 50/60 Hz

Medidas y peso:

Transformador AC: 12 x 27 x 9 cm, 2,0 kg

10,5 x 17,5 x 4 cm, 0,7 kg





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

