



Lupa de mano con luz Lux-50

Lupa de mano con luz Lux-50

Cuerpo de color naranja, con luz y lente de plástico. Requiere 2 pilas AA de 1,5 V para su funcionamiento (incluidas).



Code	Description	Packaging
LLG09151817	"Bifocal magnifier ""LUX-50""2,5-5x, Ø 5	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

