

**Gafas de protección uvex super OTG 9169****Uvex****Gafas de protección uvex super OTG 9169**

Las súper OTG y las súper f OTG están equipadas con esta tecnología de lentes de última generación.

Junto a las probadas gafas sin bisagras y a las suaves y flexibles patillas, se ha desarrollado un diseño con bisagras.

El nuevo y revolucionario diseño del super f OTG con bisagra combina todos los principios de las gafas contemporáneas con las ventajas de los materiales de última generación.

Ambos diseños se adaptan bien a cualquier situación de uso, y también pueden utilizarse encima de gafas de prescripción.

**Recubrimiento de la lente**

1. Uvex supravision sapphire: excelente resistencia a los arañazos y a los productos químicos, 100% de protección UV.
2. Excelencia de la Supervivencia Uvex: excelente resistencia a los arañazos y a los productos químicos, y fácil de limpiar (híbrido nano limpio)



Code	Description	Packaging
LLG06234320	Protection lenses super OTG 9169colour:	1 pz.
LLG06252619	Protection lenses super f OTG 9169colou	1 pz.
LLG07650112	Protecting lenses super OTG 9169colour:	1 pz.
LLG07653307	Protection glasses super OTG 9169colour	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

