



Fascos de destilación Engler, DURAN[®]

Fascos de destilación Engler, DURAN[®]

La distribución uniforme del espesor de la pared hace que estos fascos sean ideales para aplicaciones de calefacción y destilación.

Los fascos de destilación Engler están disponibles con dos accesorios diferentes: una junta de suelo NS o un borde con reborde. Ambos fascos se fabrican a partir de vidrio de borosilicato 3,3 con resistencia hidrolítica, que se define como "Tipo I, Clase A" en la especificación ASTM E 438.

-ASTM D86

-DIN EN ISO 3405



Code	Description	Packaging
LLG06281838	Engler flask 125ml,DURAN, w. socket N/1	1 pz.
LLG06281839	Engler flask 125ml,DURAN, w. formed f/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

