

**Bomba de disolvente accionada con pedal****Bürkle****Bomba de disolvente accionada con pedal**

Para el llenado de líquidos de alta pureza como disolventes. Gracias a la unión roscada del barril y a la llave de paso, el recipiente y la bomba pueden cerrarse herméticamente. La carga electrostática se puede disipar a través del juego de accesorios antiestáticos (pedir por separado).

- Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable (1.4301) y PTFE
- Para barriles de hasta 220 litros, el tubo de inmersión puede ajustarse sin escalonamiento a la profundidad del barril
- Adecuada para barriles de acero con rosca R 2"



Code	Description	Packaging
LLG06236800	Solvent-pump with foot control	1 pz.
LLG09001134	Foot pumps for solventimmersion depth 9	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

