

**Bomba de disolvente accionada con pedal****Bürkle****Bomba de disolvente accionada con pedal**

Para el llenado de líquidos de alta pureza como disolventes. Gracias a la unión roscada del barril y a la llave de paso, el recipiente y la bomba pueden cerrarse herméticamente. La carga electrostática se puede disipar a través del juego de accesorios antiestáticos (pedir por separado).

-Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable (1.4301) y PTFE

-Para barriles de hasta 220 litros, el tubo de inmersión puede ajustarse sin escalonamiento a la profundidad del barril

-Adecuada para barriles de acero con rosca R 2"



Code	Description	Packaging
LLG06236800	Solvent-pump with foot control	1 pz.
LLG09001134	Foot pumps for solventimmersion depth 9	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

