

**Bombas para bidones, PP****Bürkle****Bombas para bidones, PP**

- Para trasegar ácidos, soluciones cáusticas y detergentes agresivos
- Excelente recuperación del líquido residual en el barril gracias al asiento de la base, la válvula antirretorno y el tubo de inmersión ajustable sin escalonamiento
- Para barriles y tanques de 30 a 1000 litros.

Tipo A: Con boquilla dosificadora rígida y acodada.

Tipo B: Con manguera flexible de PVC y llave de paso.

Como accesorios opcionales se pueden suministrar uniones roscadas para barriles y adaptadores de rosca para contenedores estándar. Pedir por separado.

Diámetro tubo inmersión: 32 mm

Potencia de bombeo: hasta aprox. 12 l/min



Code	Description	Packaging
LLG09001356	Drum pumps, PP, 500mmwith rigid dischar	1 pz.
LLG09001357	Drum pumps, PP, 650mmwith rigid dischar	1 pz.
LLG09001358	Drum pumps, PP, 800mmwith rigid dischar	1 pz.
LLG09001359	Drum pumps, PP 1000mmwith rigid dischar	1 pz.
LLG09001364	Drum pumps, PP, 1250mmwith rigid discha	1 pz.
LLG09001365	Drum pumps, PP, 1500mmwith rigid discha	1 pz.
LLG09001366	Drum pumps, PP 500mmwith outlet tubing	1 pz.
LLG09001367	Drum pumps, PP 650mmwith outlet tubing	1 pz.
LLG09001368	Drum pumps, PP 800mmwith outlet tubing	1 pz.
LLG09001369	Drum pumps, PP 1000mmwith outlet tubing	1 pz.
LLG09001370	Drum pumps, PP 1250mmwith outlet tubing	1 pz.
LLG09001371	Drum pumps, PP 1500mmwith outlet tubing	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

