

**Bolsas de muestras SteriBag, PE, estériles****Bürkle****Bolsas de muestras SteriBag, PE, estériles**


Transparentes. Para muestras de aplicaciones químicas, farmacéuticas, de tecnología alimentaria, etc.

-Estériles, libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos

-A prueba de fugas

Tipo A: Sin panel de escritura

Tipo B: Con panel de escritura.



Code	Description	Packaging
LLG06223093	SteriBag sample bags 1650 ml, 178x3/250	250 pz.
LLG06223094	SteriBag sample bags 1650 ml, 178x3/250	250 pz.
LLG09404114	SteriBag sample bags 60 ml, 76x127 /500	500 pz.
LLG09404115	SteriBag sample bags 150 ml, 76x178/500	500 pz.
LLG09404116	SteriBag sample bags 450 ml, 114x22/500	500 pz.
LLG09404117	SteriBag sample bags 650 ml, 140x22/500	500 pz.
LLG09404118	SteriBag sample bags 900 ml, 114x30/500	500 pz.
LLG09404119	SteriBag sample bags 60 ml, 76x127 /500	500 pz.
LLG09404120	SteriBag sample bags 150 ml, 76x178/500	500 pz.
LLG09404121	SteriBag sample bags 450 ml, 114x22/500	500 pz.
LLG09404122	SteriBag sample bags 650 ml, 140x22/500	500 pz.
LLG09404123	SteriBag sample bags 900 ml, 114x30/500	500 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

