

**Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN****Bürkle**

Bottiglie in alluminio, con approvazione UN. Per stoccaggio, trasporto e spedizione di campioni / materiali di riferimento, che non devono in alcun modo essere contaminati. Conformi alle regolamentazioni PCB. Con approvazione UN (60 - 1200ml). Alluminio puro (materiale AL99.5). Tappo a vite in PP con sigillo interno in alluminio.



Code	Description	Packaging
LLG06290528	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 3000 ml, Ø 161 mm, H 215 mm	1 pz
LLG06290529	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 5600 ml, Ø 161 mm, H 340 mm	1 pz
LLG06291403	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 60 ml, Ø 40 mm, Altezza 88 mm, Tappo a vite in PP	10 pz
LLG06291404	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 120 ml, Ø 57 mm, Altezza 97 mm, Tappo a vite in PP	10 pz
LLG06291405	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 300 ml, Ø 57 mm, Altezza 160 mm, Tappo a vite in PP	10 pz
LLG06291406	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 600 ml, Ø 74 mm, Altezza 192 mm, Tappo a vite in PP	10 pz
LLG06291407	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 1200 ml, Ø 88 mm, Altezza 248 mm, Tappo a vite in PP	10 pz
LLG09072168	Aluminium bottles 38ml	1 pz
LLG09072169	Aluminium bottles 60ml	1 pz
LLG09072170	Aluminium bottles 120ml	1 pz
LLG09072171	Aluminium bottles 300ml	1 pz
LLG09072172	Aluminium bottles 600ml	1 pz
LLG09072173	Aluminium bottles 1200ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



