

**Bombas para bidones Pump-it[®]****Bürkle****Bombas para bidones Pump-it[®]**

Para un vaciado rápido y limpio de botes, bidones y pequeños barriles de hasta 60L.

- Dosificación precisa, sin goteo
- Conexión de la bomba adecuada para bidones con rosca de 64 mm de diám. (BSI)
- Ajuste continuo de la longitud del tubo de inmersión
- Adaptadores roscados para la mayoría de los contenedores de venta comercial disponibles
- No son adecuadas para el HCl



Code	Description	Packaging
LLG09001110	"Can/drum pump ""Pump it""PP/viton, 1000	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

