

**Bombas para bidones Pump-it<sup>®</sup>****Bürkle****Bombas para bidones Pump-it<sup>®</sup>**

Para un vaciado rápido y limpio de botes, bidones y pequeños barriles de hasta 60L.

- Dosificación precisa, sin goteo
- Conexión de la bomba adecuada para bidones con rosca de 64 mm de diám. (BSI)
- Ajuste continuo de la longitud del tubo de inmersión
- Adaptadores roscados para la mayoría de los contenedores de venta comercial disponibles
- No son adecuadas para el HCl



Code	Description	Packaging
LLG09001110	"Can/drum pump ""Pump it""PP/viton, 1000	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

