

**Juego de adaptadores para la bomba de bidones Pump-it<sup>®</sup>****Bürkle****Juego de adaptadores para la bomba de bidones Pump-it<sup>®</sup>**

Adaptador formado por:

- rosca gruesa 2", Mauser, verde
- rosca gruesa 2" Tri-Sure<sup>®</sup>, marrón
- rosca fina 2" barril de acero, azul
- DIN 60, negro
- DIN 51, negro



Code	Description	Packaging
LLG09001111	Thread adapter setconsisting of: # 0600	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

