

**Juego de adaptadores para la bomba de bidones Pump-it[®]****Bürkle****Juego de adaptadores para la bomba de bidones Pump-it[®]**

Adaptador formado por:

- rosca gruesa 2", Mauser, verde
- rosca gruesa 2" Tri-Sure[®], marrón
- rosca fina 2" barril de acero, azul
- DIN 60, negro
- DIN 51, negro



Code	Description	Packaging
LLG09001111	Thread adapter setconsisting of: # 0600	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

